

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

**Определение остаточных количеств  
иодосульфурон-метил-натрия в масле  
кукурузы методом высокоэффективной  
жидкостной хроматографии**

**Методические указания  
МУК 4.1.2481—09**

**Определение остаточных количеств иодосульфурон-метилнатрия в масле кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.—М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009.—16 с.**

1. Разработаны Всероссийским НИИ защиты растений (О. Д. Микитюк, Т. А. Назарова, А. М. Макеев).

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол от 25 декабря 2008 г. №3).

3. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г. Г. Онищенко 9 февраля 2009 г.

4. Введены в действие с 29 апреля 2009 г.

5. Введены впервые.

Технический редактор А. В. Терентьева

Подписано в печать 30.06.09

Формат 60x88/16

Печ. л.1,0

Тираж 200 экз.

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
127994, Москва, Вадковский пер., д. 18/20

Оригинал-макет подготовлен к печати и тиражирован  
отделом издательского обеспечения  
Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора  
117105, Москва, Варшавское ш., 19а  
Отделение реализации, тел./факс 952-50-89

© Роспотребнадзор, 2009

© Федеральный центр гигиены и  
эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009

## УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека,  
Главный государственный санитарный  
врач Российской Федерации

Г. Г. Онищенко

9 февраля 2009 г.

Дата введения: 29 апреля 2009 г.

## 4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

### Определение остаточных количеств иодосульфурон-метил-натрия в масле кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии


## Методические указания

## МУК 4.1.2481—09

Настоящие методические указания устанавливают метод высокоэффективной жидкостной хроматографии для определения массовой концентрации иодосульфурон-метил-натрия в масле кукурузы в диапазоне 0,05—0,5 мг/кг.

Название вещества по ИСО: 4Иодосульфурон-метил-натрий

Название вещества по ИЮПАК: Метил 4-иодо-2-[3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)уреидосульфони́л]бензоат, натриевая соль



$C_{14}H_{13}N_5NaO_6S$   
Мол. масса: 529,3

Бесцветное кристаллическое вещество. Температура плавления: 152 °С. Давление паров при 25 °С  $6,7 \times 10^{-6}$  мПа. Коэффициент распределения *n*-октанол/вода:  $K_{ow} \times \log P = 1,7$  (рН 5), -0,7 (рН 7), -1,22 (рН 9). Растворимость (в г/дм<sup>3</sup> растворителя) при 20 °С ацетон > 380, дихлорме-

тан > 500, гексан – 0,001, метанол – 12, ацетонитрил – 52; вода – 0,16 (рН 5), 25 (рН 7), 65 (рН 9).

Нестабилен в кислой среде: период полураспада в воде при рН 5, 7 и 9 составляет 31, > 365 и 362 дня соответственно.

В биологически активных почвах в аэробных условиях иодосульфурон-метил-натрий быстро разлагается со средним значением  $DT_{50} = 1—5$  дней. Вещество и его метаболиты относительно слабо передвигаются по почвенному профилю.

#### *Краткая токсикологическая характеристика*

Острая пероральная токсичность ( $LD_{50}$ ) для крыс 2 678 мг/кг; острая дермальная токсичность ( $LD_{50}$ ) для крыс – 2 000 мг/кг; острая ингаляционная токсичность ( $LC_{50}$ ) для крыс – 2 810 мг/м<sup>3</sup> воздуха.  $LC_{50}$  для рыб – 100 мг/дм<sup>3</sup>,  $EC_{50}$  для зеленых водорослей – 0,02 мг/дм<sup>3</sup>.

Гигиенические нормативы для иодосульфурон-метил-натрия в России: ДСД – 0,03 мг/кг массы тела человека; МДУ в масле кукурузы – 0,1 мг/кг.

#### *Область применения*

Иодосульфурон-метил-натрий – послевсходовый гербицид системного действия из класса сульфонилмочевин. Механизм его действия связан с подавлением синтеза аминокислот с разветвленной цепью (валин и изолейцин), приводящего к прекращению клеточного деления и роста. Он эффективно уничтожает однолетние и многолетние двудольные сорные растения в посевах зерновых культур (пшеница, ячмень) и кукурузы. Избирательность действия иодосульфурон-метил-натрия в отношении злаковых культур обусловлена его быстрой детоксикацией в этих видах. Применяется в России в качестве гербицида в составе смесевых препаратов на посевах зерновых колосовых культур и кукурузы с нормой расхода 1,25—2,5 г д.в./га.

## **1. Метрологическая характеристика метода**

При соблюдении всех регламентированных условий проведения анализа в точном соответствии с данной методикой погрешность (и ее составляющие) результатов измерений при доверительной вероятности  $P = 0,95$  не превышает значений, приведенных в табл. 1, для соответствующих диапазонов концентраций.

Полнота извлечения вещества, стандартное отклонение, доверительный интервал среднего результата для полного диапазона концентраций ( $n = 20$ ) приведены в табл. 2.

Таблица 1

**Метрологические параметры**

Анализируемый объект	Диапазон определяемых концентраций, мг/кг	Показатель точности (граница относительной погрешности), $\pm\delta$ , %	Стандартное отклонение повторяемости, $\sigma_r$ , %	Предел повторяемости, $r$ , %	Предел воспроизводимости, $R$ , %
Кукуруза (масло)	от 0,05 до 0,1 вкл.	50	3,4	9,5	14,7
	более 0,1 до 0,5 вкл.	25	3,2	9,0	13,9

Таблица 2

**Полнота извлечения вещества, стандартное отклонение, доверительный интервал среднего результата для  $n = 20$ ,  $P = 0,95$**

Анализируемый объект	Метрологические параметры, $P = 0,95$ , $n = 20$				
	Предел обнаружения, мг/кг	Диапазон определяемых концентраций, мг/кг	Среднее значение определения, %	Стандартное отклонение, $S$ , %	Доверительный интервал среднего результата, %
Кукуруза (масло)	0,05	0,05—0,5	83,7	4,0	$\pm 3,8$

**2. Метод измерений**

Методика основана на определении иодосульфурон-метил-натрия с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с ультрафиолетовым детектором. Контроль иодосульфурон-метил-натрия в образцах кукурузного масла осуществляется по содержанию вещества после экстракции его из масла ацетонитрилом, очистки экстракта путем распределения действующего вещества между несмешивающимися растворителями при щелочном и кислом значениях pH и на колонке с силикагелем.

Количественное определение проводится методом абсолютной калибровки.

В предлагаемых условиях анализа метод специфичен. Избирательность обеспечивается путем подбора колонки, состава подвижной фазы и условий хроматографирования.

### 3. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

#### 3.1. Средства измерений

Жидкостной хроматограф с ультрафиолетовым детектором с переменной длиной волны (фирма Кнауер Германия)	Номер Госреестра 16848-03
Весы аналитические ВЛА-200	ГОСТ 24104
Весы лабораторные общего назначения, с наибольшим пределом взвешивания до 500 г и пределом допустимой погрешности $\pm 0,038$ г	ГОСТ 7328
Колбы мерные вместимостью 2-100-2, 2-1 000-2	ГОСТ 1770
Меры массы	ГОСТ 7328
Пипетки градуированные 2-го класса точности вместимостью 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 см <sup>3</sup>	ГОСТ 29227
Пробирки градуированные с пришлифованной пробкой вместимостью 5 см <sup>3</sup>	ГОСТ 1770
Цилиндры мерные 2-го класса точности вместимостью 25, 50, 100, 500 и 1 000 см <sup>3</sup>	ГОСТ 1770
Допускается использование средств измерения с аналогичными или лучшими характеристиками.	

#### 3.2. Реактивы

Иодосульфурон-метил-натрий, аналитический стандарт с содержанием действующего вещества 98,0 % (Байер, Германия)	
Ацетон, чда	ГОСТ 2603—79
Ацетонитрил для хроматографии, хч	
Вода бидистиллированная или деионизованная	ГОСТ 6702
n-Гексан, хч	ТУ 6-09-3375
Калий фосфорнокислый двузамещенный, чда	ГОСТ 2493
Кислота орто-фосфорная, хч, 85,6 %	ГОСТ 6552
Метилен хлористый (дихлорметан), хч	ГОСТ 12794
Метиловый спирт (метанол), хч	ГОСТ 6995
Допускается использование реактивов иных производителей с аналогичной или более высокой квалификацией	

#### 3.3. Вспомогательные устройства, материалы

Ванна ультразвуковая, модель D—50,  
фирма Branson Instr. Co. (США)

Вата медицинская	
Воронки делительные вместимостью 100 и 250 см <sup>3</sup>	ГОСТ 25336
Воронки конусные диаметром 30—37 мм	ГОСТ 25336
Дефлегматор елочный	ГОСТ 9737
Колбы круглодонные на шлифе вместимостью 25 и 100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 9737
Колонка хроматографическая стеклянная, длиной 25 см и внутренним диаметром 8—10 мм	
Колонка хроматографическая, стальная, длиной 15 см, внутренним диаметром 4 мм, содержащая Диасфер 110—С18 (5 мкм)	
(ЗАО «БиоХимМак СТ», Москва)	ТУ 4215-001-05451931—94
Насос водоструйный вакуумный	ГОСТ 10696
Ротационный вакуумный испаритель ИР—1М или ротационный вакуумный испаритель В-169 фирмы Vuchi (Швейцария)	ТУ 25-11-917—74
Силикагель 60 (0,063—0,2 мм) для колоночной хроматографии (Мерк, Германия) I степени активности	
Стаканы химические вместимостью 100 и 500 см <sup>3</sup>	ГОСТ 25336
Стекловата	
Установка для перегонки растворителей	
Фильтры бумажные «красная лента», обеззоленные или фильтры из хроматографической бумаги Ватман 3ММ	
Шприц для ввода образцов для жидкостного хроматографа вместимостью 100 мм <sup>3</sup> , модель Microliter # 1710 (Hamilton, США)	
Допускается применение другого оборудования с аналогичными или лучшими характеристиками.	

#### 4. Требования безопасности

4.1. При выполнении измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими веществами по ГОСТ 12.1.007, требования электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019, а также требования, изложенные в технической документации на жидкостной хроматограф.

4.2. Помещение должно соответствовать требованиям пожаробезопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009. Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать

норм, установленных ГН 2.2.5.1313—03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Организация обучения работников безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

## **5. Требования к квалификации операторов**

К выполнению измерений допускают специалистов, имеющих квалификацию не ниже лаборанта-исследователя с опытом работы на жидкостном хроматографе.

К проведению пробоподготовки допускают оператора с квалификацией «лаборант», имеющего опыт работы в химической лаборатории.

## **6. Условия измерений**

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- процессы приготовления растворов и подготовки проб к анализу проводят при температуре воздуха ( $20 \pm 5$ ) °С и относительной влажности не более 80 %.
- выполнение измерений на жидкостном хроматографе проводят в условиях, рекомендованных технической документацией к прибору.

## **7. Подготовка к выполнению измерений**

Измерениям предшествуют следующие операции: очистка органических растворителей (при необходимости), приготовление растворов, подвижной фазы для ВЭЖХ, кондиционирование хроматографической колонки, установление градуировочной характеристики, подготовка колонки к силикагелем.

### **7.1. Очистка органических растворителей**

*7.1.1. Очистка ацетонитрила.* Ацетонитрил кипятят с обратным холодильником над пентоксидом фосфора не менее 1 часа, после чего перегоняют. Непосредственно перед употреблением ацетонитрил повторно перегоняют над прокаленным карбонатом калия.

*7.1.2. Очистка n-гексана.* Растворитель последовательно промывают порциями концентрированной серной кислоты до прекращения окрашивания ее в желтый цвет, затем водой до нейтральной реакции промывных вод, перегоняют над поташом.

*7.1.3. Очистка силикагеля.* Силикагель 60 (0,063—0,20 мм) для колоночной хроматографии встряхивают с двойным объемом очищенного ацетона и затем фильтруют на воронке Бюхнера через бумажный фильтр. Силикагель на фильтре промывают 1,5 объемом ацетона и затем высушивают при температуре 130 °С в течение 5 часов.



### **7.2. Приготовление 2 М и 0,005 М растворов орто-фосфорной кислоты**

Для получения 2 М раствор  $\text{H}_3\text{PO}_4$  в мерную колбу вместимостью 1 000  $\text{см}^3$  вносят 137  $\text{см}^3$  85,6 %-й орто-фосфорной кислоты, добавляют 500—600  $\text{см}^3$  деионизованной воды, перемешивают и доводят объем водой до метки.

Для получения 0,005 М раствора  $\text{H}_3\text{PO}_4$  отбирают 2,5  $\text{см}^3$  приготовленного 2 М раствора орто-фосфорной кислоты, переносят в мерную колбу вместимостью 1 000  $\text{см}^3$ , добавляют деионизованную воду до метки и перемешивают.

### **7.3. Приготовление 0,1 М раствора $\text{K}_2\text{HPO}_4 \times 3\text{H}_2\text{O}$**

22,8 г  $\text{K}_2\text{HPO}_4 \times 3\text{H}_2\text{O}$  растворяют в химическом стакане в 400 мл деионизованной воды, раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1 000  $\text{см}^3$ , добавляют деионизованную воду до метки и перемешивают.

### **7.4. Подготовка колонки с силикагелем для очистки экстракта**

Нижнюю часть стеклянной колонки длиной 25 см и внутренним диаметром 8—10 мм уплотняют тампоном из стекловаты, медленно выливают в колонку (при открытом кране) суспензию 5 г силикагеля I степени активности в 20  $\text{см}^3$  гексана. Дают растворителю стечь до верхнего края сорбента и помещают на него слой безводного сульфата натрия высотой 1 см. Колонку последовательно промывают 20  $\text{см}^3$  смеси гексан—ацетон (1 : 9, по объему) и 30  $\text{см}^3$  смеси гексан—ацетон (2 : 3, по объему) со скоростью 1—2 капли в секунду, после чего она готова к работе.

### **7.5. Проверка хроматографического поведения иодосульфурон-метил-натрия на колонке с силикагелем**

В круглодонную колбу вместимостью 10  $\text{см}^3$  помещают 0,1  $\text{см}^3$  градуировочного раствора № 1 иодосульфурон-метил-натрия с концентрацией 10 мкг/ $\text{см}^3$  в ацетонитриле (п. 7.8.2), раствор упаривают досуха, остаток растворяют в 3  $\text{см}^3$  смеси гексан—ацетон (2 : 3, по объему), помещая в ультразвуковую ванну на 1 мин. Раствор наносят на колонку, подготовленную по п. 7.4. Промывают колонку 30  $\text{см}^3$  смеси гексан—ацетон (2 : 3, по объему) со скоростью 1—2 капли в секунду, элюат отбрасывают. Затем колонку промывают 100  $\text{см}^3$  смеси гексан—ацетон (1 : 9, по объему). Фракционно (по 10  $\text{см}^3$ ) отбирают элюат, упаривают, остатки растворяют в 1  $\text{см}^3$  ацетонитрила, помещая в ультразвуковую ванну на 1 мин, вносят 2  $\text{см}^3$  подвижной фазы, подготовленной по п. 7.6, перемешивают и анализируют на содержание иодосульфурон-метил-натрия по п. 9.4. Фракции,

содержащие иодосульфурон-метил-натрий, объединяют и вновь анализируют по п. 9.4. Рассчитывают содержание вещества в элюате, определяют полностью смывания с колонки и необходимый для очистки объем элюента.

**Примечание.** Профиль вымывания иодосульфурон-метил-натрия может меняться при использовании новой партии сорбента и растворителей.

### **7.6. Подготовка подвижной фазы для ВЭЖХ**

В мерную колбу вместимостью 1 000 см<sup>3</sup> помещают 480 см<sup>3</sup> ацетонитрила, 20 см<sup>3</sup> метанола и 500 см<sup>3</sup> 0,005 М водного раствора орто-фосфорной кислоты (п. 7.2), перемешивают, фильтруют через мембранный фильтр.

### **7.7. Кондиционирование хроматографической колонки**

Промывают колонку подвижной фазой (приготовленной по п. 7.6) при скорости подачи растворителя 1 см<sup>3</sup>/мин не менее часа до установления стабильной базовой линии.

### **7.8. Приготовление градуировочных растворов**

**7.8.1. Исходный раствор иодосульфурон-метил-натрия для градуировки (концентрация 100 мкг/см<sup>3</sup>).** В мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> помещают 0,010 г иодосульфурон-метил-натрия, растворяют в 40—50 см<sup>3</sup> ацетонитрила, доводят ацетонитрилом до метки, тщательно перемешивают.

Раствор хранят в морозильной камере при температуре не выше –18 °С в течение месяца.

**7.8.2. Раствор иодосульфурон-метил-натрия № 1 для градуировки (концентрация 10 мкг/см<sup>3</sup>).** В мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> помещают 10 см<sup>3</sup> исходного раствора иодосульфурон-метил-натрия с концентрацией 100 мкг/см<sup>3</sup> (п. 7.8.1), разбавляют ацетонитрилом до метки. Этот раствор используют для приготовления рабочих градуировочных растворов №№ 2—5.

Для приготовления проб масла с внесением при оценке полноты извлечения иодосульфурон-метил-натрия из исследуемых образцов используют ацетоновый раствор иодосульфурон-метил-натрия с концентрацией 5 мкг/см<sup>3</sup>.

Градуировочный раствор № 1 хранят в морозильной камере при температуре не выше –18 °С в течение месяца.

**7.8.3. Рабочие растворы №№ 2—5 иодосульфурон-метил-натрия для градуировки (концентрация 0,025—0,25 мкг/см<sup>3</sup>).** В 4 мерные колбы вместимостью 100 см<sup>3</sup> помещают 0,25, 0,5, 1,25 и 2,5 см<sup>3</sup> градуировочного раствора № 1 иодосульфурон-метил-натрия с концентрацией 10 мкг/см<sup>3</sup> (п. 7.8.2), доводят до метки подвижной фазой, приготовленной по п. 7.6, тщательно перемешивают, получают рабочие растворы №№ 2—5 с концентрацией иодосульфурон-метил-натрия 0,025, 0,05, 0,125 и 0,25 мкг/см<sup>3</sup> соответственно.

Растворы готовят непосредственно перед использованием.

### **7.9. Установление градуировочной характеристики**

Градуировочную характеристику, выражающую зависимость высоты пика (мм) от концентрации иодосульфурон-метил-натрия в растворе ( $\text{мкг}/\text{см}^3$ ), устанавливают методом абсолютной калибровки по 4-м растворам для градуировки.

В инжектор хроматографа вводят по  $50 \text{ мм}^3$  каждого градуировочного раствора (п. 7.8.3) и анализируют в условиях хроматографирования по п. 9.4 Осуществляют не менее 3-х параллельных измерений.

## **8. Отбор и хранение проб**

Отбор проб производится в соответствии с «Унифицированными правилами отбора проб сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов» (№ 2051-79 от 21.08.79) и правилами, определенными ГОСТ 10852—86 «Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб».

Масло хранят в стеклянной или полиэтиленовой таре в холодильнике при температуре не выше  $4 \text{ }^\circ\text{C}$  не более 3-х месяцев. В некоторых случаях масло получают из зерна кукурузы экстракцией органическими неполярными растворителями (петролейный и диэтиловый эфиры) непосредственно перед проведением анализа.

## **9. Выполнение определения**

### **9.1. Экстракция иодосульфуро-метил-натрия**

Образец масла массой 10 г вносят в делительную воронку вместимостью  $100 \text{ см}^3$ , добавляют  $30 \text{ см}^3$  ацетонитрила и содержимое интенсивно встряхивают в течение 2 мин. После разделения фаз ацетонитрильный слой собирают в делительную воронку вместимостью  $250 \text{ см}^3$ . Операцию экстракции масляной фазы повторяют еще два раза, используя по  $25 \text{ см}^3$  ацетонитрила. Дальнейшую очистку объединенной ацетонитрильной фазы проводят по пп. 9.2 и 9.3.

### **9.2. Очистка экстракта перераспределением в системе несмешивающихся растворителей**

К ацетонитрильному экстракту, полученному по п. 9.1 и помещенному в делительную воронку, прибавляют  $30 \text{ см}^3$  гексана и воронку интенсивно встряхивают в течение 2 мин. После разделения фаз гексановый слой отбрасывают, а ацетонитрильную фазу повторно обрабатывают  $30 \text{ см}^3$  гексана при встряхивании, гексановый слой отбрасывают. Ацетонитрильную фракцию переносят в круглодонную колбу емкостью 100 мл и упаривают досуха на ротационном вакуумном испарителе при

температуре 40 °С. Сухой остаток растворяют в 45 см<sup>3</sup> 0,1 М раствора K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>. Раствор переносят в делительную воронку вместимостью 100 см<sup>3</sup>, приливают 15 см<sup>3</sup> хлористого метилена, интенсивно встряхивают в течение 2 мин. После расслоения органическую фазу отбрасывают, а водную фракцию еще дважды обрабатывают хлористым метиленом порциями по 15 см<sup>3</sup>. Водную фракцию переносят в химический стакан, подкисляют 2 М ортофосфорной кислотой до pH 3, контролируя кислотность раствора с помощью иономера. Раствор переносят в делительную воронку вместимостью 100 см<sup>3</sup>, приливают 15 см<sup>3</sup> хлористого метилена, интенсивно встряхивают в течение 2 мин. После разделения слоев органическую фазу фильтруют через 1 см слой хлопковой ваты в мерный цилиндр вместимостью 100 см<sup>3</sup>. Операцию экстракции водной фазы повторяют еще дважды, используя по 15 см<sup>3</sup> хлористого метилена. Измеряют объем объединенной органической фазы и 1/10 его часть (эквивалентна 1 г образца) переносят в круглодонную колбу вместимостью 25 см<sup>3</sup>. Раствор упаривают досуха на ротационном вакуумном испарителе при температуре 30 °С. Дальнейшую очистку экстракта проводят по п. 9.3.

### **9.3. Очистка экстракта на колонке с силикагелем**

Сухой остаток в колбе, полученный по п. 9.2, растворяют в 1,8 см<sup>3</sup> ацетона, помещая в ультразвуковую ванну на 1 мин, добавляют 1,2 см<sup>3</sup> гексана, перемешивают, вновь помещают в ультразвуковую ванну на 1 мин. Раствор наносят на колонку с силикагелем, подготовленную по п. 7.4. Колбу обмывают 5 см<sup>3</sup> смеси гексан–ацетон (2 : 3, по объему), которые также наносят на колонку. Колонку промывают 25 см<sup>3</sup> смеси гексан–ацетон (2 : 3, по объему) со скоростью 1—2 капли в секунду, элюат отбрасывают. Иодосульфурон-метил-натрий элюируют с колонки 100 см<sup>3</sup> смеси гексан–ацетон (1 : 9, по объему), отбрасывая первые 20 см<sup>3</sup> элюата и собирая последующие 80 см<sup>3</sup> элюата непосредственно в круглодонную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>. Раствор упаривают досуха на ротационном вакуумном испарителе при температуре 30 °С. Сухой остаток растворяют в 2 см<sup>3</sup> подвижной фазы для ВЭЖХ, подготовленной по п. 7.6, помещая в ультразвуковую ванну на 1 мин, и анализируют на содержание иодосульфурон-метил-натрия по п. 9.4.

### **9.4. Условия хроматографирования**

Жидкостной хроматограф с ультрафиолетовым детектором (фирма Кнауер, Германия)

Колонка стальная длиной 15 см, внутренним диаметром 4 мм, содержащая Диасфер 110—С18, зернением 5 мкм

Температура колонки:	комнатная
Подвижная фаза:	ацетонитрил-метанол- 0,005 М орто-фосфорная кислота (48 : 2 : 50)
Скорость потока элюента:	0,6 см <sup>3</sup> /мин
Рабочая длина волны:	233 нм
Чувствительность:	0,01 ед. абсорбции на шкалу
Объем вводимой пробы:	50 мм <sup>3</sup>
Время удерживания иодосульфурон- метил-натрия:	8,4 мин.
Линейный диапазон детектирования:	1,25—12,5 нг
Образцы, дающие пики большие, чем стандартный раствор с кон- центрацией 0,25 мкг/см <sup>3</sup> , разбавляют подвижной фазой для ВЭЖХ.	
Альтернативная неподвижная фаза: Hipersil ODS, колонка длиной 25 см и внутренним диаметром 4,6 мм	
Время выхода иодосульфурон-метил-натрия около 10 мин	

### 10. Обработка результатов анализа

Содержание иодосульфурон-метил-натрия рассчитывают методом абсолютной калибровки по формуле:

$$X = \frac{H_1 \times A \times V}{H_0 \times m}, \text{ где}$$

$X$  – содержание иодосульфурон-метил-натрия, мг/кг;  
 $H_1$  – высота пика образца, мм;  
 $H_0$  – высота пика стандарта, мм;  
 $A$  – концентрация стандартного раствора иодосульфурон-метил-  
натрия, мкг/см<sup>3</sup>;  
 $V$  – объем экстракта, подготовленного для хроматографирования, см<sup>3</sup>;  
 $m$  – масса анализируемой части образца, г (для масла – 1 г).

### 11. Проверка приемлемости результатов параллельных определений

За результат анализа принимают среднее арифметическое результа-  
тов двух параллельных определений, расхождение между которыми не  
превышает предела повторяемости (1):

$$\frac{2 \times |X_1 - X_2| \times 100}{(X_1 + X_2)} \leq r, \text{ где} \quad (1)$$

$X_1, X_2$  – результаты параллельных определений, мг/кг;  
 $r$  – значение предела повторяемости (табл. 1), при этом  $r = 2,8\sigma$ .

При невыполнении условия (1) выясняют причины превышения предела повторяемости, устраняют их и вновь выполняют анализ.

## 12. Оформление результатов

Результат анализа представляют в виде:

$$(\bar{X} \pm \Delta) \text{ мг/кг при вероятности } P = 0,95, \text{ где}$$

$\bar{X}$  – среднее арифметическое результатов определений, признанных приемлемыми, мг/кг;

$\Delta$  – граница абсолютной погрешности, мг/кг;

$$\Delta = \delta \times \frac{X}{100},$$

$\delta$  – граница относительной погрешности методики (показатель точности в соответствии с диапазоном концентраций, таблица 1), %.

В случае если содержание компонента менее нижней границы диапазона определяемых концентраций, результат анализа представляют в виде:

*содержание вещества в пробе «менее нижней границы определения» < 0,05 мг/кг для кукурузного масла.\**

*\* – 0,05 мг/кг – предел обнаружения для масла кукурузы.*

## 13. Контроль качества результатов измерений

Оперативный контроль погрешности и воспроизводимости измерений осуществляется в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-1-6—2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений».

13.1. Стабильность результатов измерений контролируют перед проведением измерений, анализируя один из градуировочных растворов.

13.2. Плановый внутрилабораторный оперативный контроль процедуры выполнения анализа проводится с применением метода добавок.

Величина добавки  $C_a$  должна удовлетворять условию:

$$C_a = \Delta_{\pi, X} \frac{1}{\bar{X}} + \Delta_{\pi, \bar{X}}, \text{ где}$$

$\pm \Delta_{\pi, \bar{X}} (\pm \Delta_{\pi, \bar{X}})$  – характеристика погрешности (абсолютная погрешность) результатов анализа, соответствующая содержанию компонента в испытуемом образце (расчетному значению содержания компонента в образце с добавкой соответственно) мг/кг, при этом:

$$\Delta_{\pi} = \pm 0,84\Delta, \text{ где}$$

$\Delta$  – граница абсолютной погрешности, мг/кг;

$$\Delta = \delta \times \frac{X}{100}, \text{ где}$$

$\delta$  – граница относительной погрешности методики (показатель точности в соответствии с диапазоном концентраций, таблица 1), %.

Результат контроля процедуры  $K_x$  рассчитывают по формуле:

$$K_{\hat{E}} = \overline{X'} - \overline{X} - C_a, \text{ где}$$

$\overline{X'}$ ,  $\overline{X}$ ,  $\tilde{N}_a$  – среднее арифметическое результатов параллельных определений (признанных приемлемыми по п. 11) содержания компонента в образце с добавкой, испытуемом образце, концентрация добавки, соответственно, мг/кг;

Норматив контроля  $K$  рассчитывают по формуле

$$K = \sqrt{\Delta_{e,\overline{X'}}^2 + \Delta_{e,\overline{X}}^2}$$

Проводят сопоставление результата контроля процедуры ( $K_K$ ) с нормативом контроля ( $K$ ).

Если результат контроля процедуры удовлетворяет условию

$$|\hat{E}_{\hat{E}}| \leq \hat{E}$$

процедуру анализа признают удовлетворительной.

При невыполнении условия (2) процедуру контроля повторяют. При повторном невыполнении условия (2) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

13.3. Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости:

Расхождение между результатами измерений, выполненных в двух разных лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости ( $R$ )

$$\frac{2 \times |X_1 - X_2| \times 100}{(X_1 + X_2)} \leq R, \text{ где} \quad (3)$$

$X_1, X_2$  – результаты измерений в двух разных лабораториях, мг/кг;

$R$  – предел воспроизводимости (в соответствии с диапазоном концентраций, таблица 1), %.

#### 14. Разработчики

Микитюк О. Д., ст. науч. сотр., канд. биол. наук; Назарова Т. А., науч. сотр., канд. биол. наук; Макеев А. М., зав. лаб., канд. биол. наук.

**Полнота определения иодосульфурон-метил-натрия  
в модельных матрицах ( $n = 5$ )**

Матрица	Внесено, мг/кг	Открыто, %	Доверительный ин- тервал среднего, %
Масло кукурузы	0,05	81,0	$\pm 3,9$
	0,10	83,2	$\pm 3,8$
	0,25	84,0	$\pm 3,6$
	0,50	86,6	$\pm 2,6$